

DEKA社 ワークショップのご案内

ワークショップ資料のご希望は、
ご連絡先を下記にご記入の上、

FAX **03-6420-0232**まで

ご連絡ください

www.dekalaser.com
www.dekajapan.jp

DEKA社 スキンケアセラピーワークショップ in 大阪

日時: 2011年 10月16日(日) 10:30~13:30

場所: メルパルク大阪 5F コムナーレ (新大阪)

参加費無料



The Code of Excellence

「フラクショナル炭酸ガスレーザー「SmartXIDE DOT」の組織学的検証と最新若返り術」 ～ 瘢痕、リジュビネーション、マドンナリフトへの臨床応用～

■ 講演: 林原 伸治 先生 (林原医院)

「SmartXIDE DOTの基礎と臨床」

組織学的検討とその臨床応用: acne scar、rejuvenation、足底疣贅、汗管腫、色素性母斑などへの応用

CO2 fractional laser 照射後の組織学的変化を経時的に追跡した。今回検証を行った DEKA 社製 SmartXide DOT は、2段階ピークパルス波形 (スマートパルス) を有し、POWER、DWELL TIME (パルス幅)、DOT PITCH (照射点間距離)、STACK MODE (同一点連射モード) の4つのパラメーター設定の組み合わせを自由に可変できることが特徴であり、治療目的に応じた細かい設定が可能で、その汎用性を高めている。組織学的検証を元に acne scar、rejuvenation に対する照射時のパラメーターや治療間隔などを検討した。

また DOT off モード、surgical mode を使った汗管腫や色素性母斑、脂漏性角化症、足底疣贅の具体的な治療方法を紹介する。

(ご経歴) 川崎医科大学ご卒業。鳥取大学皮膚科、川崎医科大学・四国がんセンター・姫路赤十字病院形成外科ご勤務後、平成11年林原医院ご開業。

■ 講演: 藤本 幸弘 先生 (クリニックF)

新旧SMARTXIDEの使用経験:

「眼瞼挙上レーザー照射術「マドンナリフト」の照射法とその評価」

2007年より市場に投入された数多くのフラクショナルCO2リサーフェシングレーザー機器は、レーザー集光度、最高出力、照射モード、スポット径、照射間隔に代表されるスキヤナの性能に一長一短の特性があり、すべてのスペックが最高水準を示す機器は数少ない。Smart XIDE DOT はイタリア DEKA 社のフラクショナルCO2リサーフェシングレーザーであり、同種の機種と比較して、施術後の皮膚テクスチャーの改善率が著しく高いことで知られている。本年 DEKA 社は、新たに RF 機能を組み合わせ、施術後のダウンタイムを短縮させた上位機種である「SmartXIDE 2」を市場に投入し、欧州では好評を得ている。

本フォーラムでは、新旧の SmartXIDE を実際に使用し、アジア人に対する適切なパラメータ、さらにこの機種を使用したレーザー眼瞼挙上術「マドンナリフト」について討論を重ねたい。

(ご経歴) クリニックF院長。医師 医学博士 経営管理学修士 (MBA)、

米国レーザー医学会 (ASLMS) 専門医、米国皮膚科学 (AAD) 認定医 / 欧州皮膚科学会 (EADV) 認定医・

「Asian Aesthetic Guide」誌 Advisory board、レーザー治療・アンチエイジング医療ブログ「新国際学会周遊記」管理者

■ ハンズオンデモンストレーション

資料請求

F A X 送信先: 03-6420-0232

ご施設名:

ご住所:

ご芳名:

電話番号:

FAX 番号: